

Pakiet do dializy – AVF START/STOP SET

ZASTOSOWANIE:	- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych - stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury dializy				START  STOP 	
WŁAŚCIWOŚCI:	- wyrób jednorazowego użytku - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - niepirogenny - nietoksyczny - do użytku krótkotrwałego - czas życia wyrobu: 3 lata - etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy - sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135 - opakowanie: miękki blister papier-folia					
SPECYFIKACJA PAKIETU:	NUMER KATALOGOWY	L.P.	ILOŚĆ	KOMPONENT		SPECYFIKACJA
	602-010653	START				
		1.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa		38x48 cm
		2.	4 szt.	kompres z włókniny		7,5x7,5 cm, 30g 4W
		3.	4 szt.	taśma opatrunkowa		1,25x15,5 cm
		4.	2 szt.	taśma opatrunkowa		2x14 cm
		STOP				
		1.	4 szt.	kompres z włókniny		7,5x7,5 cm, 30g 4W
		2.	2 szt.	tupfer z włókniny		15x10 cm 30g
		3.	2 szt.	opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym		7,5x5 cm
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny						