



Pakiet do dializy – CVC START/STOP SET

ZASTOSOWANIE:	- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych - stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury dializy				START STOP	
WŁAŚCIWOŚCI:	- wyrób jednorazowego użytku - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - niepirogenny - nietoksyczny - do użytku krótkotrwałego - czas życia wyrobu: 3 lata - etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy - sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135 - opakowanie: miękki blister papier-folia					
SPECYFIKACJA PAKIETU:	NUMER KATALOGOWY	L.P.	ILOŚĆ	KOMPONENT		SPECYFIKACJA
	602-010654	START				
		1.	2 szt.	strzykawka 2-częściowa		poj. 5 ml; Luer
		2.	6 szt.	kompres z włókniny		7,5x7,5 cm, 30 g 4W
		3.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa		45x45 cm
		4.	4 szt.	kompres z włókniny		10x10 cm, 4W 30 g
		5.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa z nacięciem		35x50 cm
		STOP				
		1.	4 szt.	kompres z włókniny		7,5x7,5 cm, 30g 4W
		2.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa z nacięciem		35x50 cm
		3.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa		45x45 cm
		4.	4 szt.	kompres z włókniny		10x10 cm, 30g 4W
		Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny				

Pakiet do dializy – CVC START/STOP SET



Importer:

ZARYS International Group Sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

data opracowania: 2023-08-30

strona 2 z 2